

УТВЕРЖДАЮ
Директор КТП на ПХВ
«Атырауской городской
поликлиники №3» УЗ АО
А.Б. Утегенова



Перечень закупаемых товаров

«Тендер по закупке лабораторных реагентов и медицинских изделий на 2023 год.

Наименование Заказчика: КТП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №3» УЗ АО

№ по ов	Наименование товара	Ед. Изм.	Кол-во, обьем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)	Срок поставки товаров	Место поставки товара	Цена за ед. тенге	Сумма выделенная для закупки, в том числе с НДС тенге
1	Определение альфафетопротеина (АФП) (СЛИА) (АФР) 2*50 (ИХЛА) 2*50 Т/Kit в сыворотке крови методом иммунохемилюминесцентного анализа для иммунохемилюминесцентного анализатора СЛ-1000i	Набор	2	ДРД пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КТП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	298485
2	Калибратор АФР 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора СЛ-1000i	Набор	1	ДРД пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КТП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	150660	150660
3	Определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора СЛ-1000i	Набор	10	ДРД пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КТП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	159043	1590430
4	Калибратор Anti-HBs 3*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора СЛ-1000i	Набор	1	ДРД пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КТП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	124294,5	124294,5
5	Контроль положительный Anti-HBs (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора СЛ-1000i	Набор	1	ДРД пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КТП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	107365,5	107365,5
6	Контроль отрицательный Anti-HBs (non-CE) 6*2ml (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора СЛ-1000i	Набор	1	ДРД пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КТП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	107365,5	107365,5
7	Определение антигел к тиреопероксидазе (a-ТПО)Антигел к пероксидазе щитовидной железы (СЛЛА) (Anti-ТРО) 2*50 (ИХЛА) 2*50 Т/Kit в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного	Набор	10	ДРД пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КТП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	173967,75	1739677,5

	,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i							
8	Калибратор Anti-TPO 3*2ml (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	99569,25	99569,25
9	Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	238565,25	238565,25
10	Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	298262,25	298262,25
11	Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Паратиреоидный гормон (CLIA) (PTH) 2*50мл (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	477130,5	477130,5
12	Калибратор PTH 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	74621,25	74621,25
13	Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	208939,5	208939,5
14	Калибратор Tg 3*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	124294,5	124294,5
15	Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6x5ml (ИХЛА) Mindray 6*5ml (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG)	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	509652	509652
16	Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6x5ml (ИХЛА) 6*5ml (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG),адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	509652	509652
17	Определение витамина В 12 методом иммунохемилуминесценции Витамин В12 (CLIA) Vitamin B12 2*50 T/Kit(ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	3	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	194015,25	582045,75

18	Калибратор Vitamin B12 3*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	37422	37422
19	Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Дегидроэпиандростерон сульфат (CLIA) (DHEA-S) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	278437,5	278437,5
20	Калибратор DHEA-S 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	149242,5
21	Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	222750	445500
22	Калибратор Insulin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	149242,5
23	Определение кальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Кальцитонин (CLIA) (Calcitonin) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	477130,5	477130,5
24	Калибратор Calcitonin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	74621,25	74621,25
25	Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Кортизол (CLIA) (Cortisol) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	238565,25	238565,25
26	Калибратор Cortisol 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	149242,5
27	Мультиконтроль Иммуноанализа (L) 6*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	238565,25	238565,25
28	Мультиконтроль Иммуноанализа (H) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	298262,25	298262,25

29	Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Лютеинизирующий гормон (CLIA) (LH) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	79521,75
30	Калибратор LH 3*2мл арт: 105-004292-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	99569,25	99569,25
31	Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	161716,5	323433
32	Калибратор TPSA 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	149242,5
33	Определение общего тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Общий тироксин (CLIA) (Т4) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	397608,75
34	Калибратор Т4 3*2мл арт:105-004280-00 (ИХЛА) Mindray 3*2мл	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	57248,4	57248,4
35	Определение опухолевого антигена (CA 125) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	186441,75	186441,75
36	Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	149242,5
37	Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Прогестерон (CLIA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	159043,5
38	Калибратор PROG 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	99569,25	99569,25
39	Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	159043,5

40	Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛ) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	99569,25	99569,25
41	Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛ) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	161716,5	161716,5
42	Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛ) 3*2мл ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	149242,5
43	Определение свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛ) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	10	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	795217,5
44	Калибратор FT4 3*2мл (ИХЛ) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	57248,4	57248,4
45	Определение свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий трийодтиронин (CLIA) (Т3) 2*50 (ИХЛ) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	10	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	795217,5
46	Калибратор Т3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛ) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	57248,4	57248,4
47	Определение С-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл (ИХЛ) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	254603,25	254603,25
48	Калибратор С-peptide 3*2мл арт:105-005918-00 (ИХЛ) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	149242,5	149242,5
49	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Антитело к вирусу гепатита С (CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл (ИХЛ) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	10	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	156593,25	1565932,5

50	Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	74621,25	74621,25
51	Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	213840	213840
52	Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	113379,75	113379,75
53	Определение общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) 3*2мл ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	397608,75
54	Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) 3*2ml ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	57248,4	57248,4
55	Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3» Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	159043,5
56	Калибратор TESTO арт: 105-004294-00 (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	99569,25	99569,25
57	Определение тиреоглобулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	208939,5	208939,5
58	Калибратор Tg 3*2мл (ИХЛА) Mindray 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	124294,5	124294,5
59	Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Ferritin Ферритин (CLIA) 2*50 T/Kit(ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	7	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	112043,25	784302,75
60	Калибратор Ferritin 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	136768,5	136768,5
61	Определение фолатов методом иммунохемилюминесценции Фолат (CLIA) Folate 2*50 T/Kit(ИХЛА) 1*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	134318,25	268636,5

62	Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79521,75	79521,75
63	Калибратор FSH 3*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	99569,25	99569,25
64	Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Эстрадиол (CLIA) (E2) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	87095,25	87095,25
65	Калибратор E2 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл 6*5мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	99569,25	99569,25
66	Мультиконтроль репродуктивный I (L) 6*5мл (ИХЛА) 6*5мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	626373	626373
67	Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5мл (ИХЛА) 6*5мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	1	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	626373	626373
68	Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА), адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	10	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	559770,75	5597707,5
69	Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	221859	443718
70	Промывочный буфер (10л/бак) адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	72657	363285
71	Моющий CD 80 1л, адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	46800	93600
72	Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	96747,5	483737,5
73	Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	101060	505300

74	Определение антител к Echinococcus (эхинококкус) (эхинококкоз) в сыворотке крови ИФА-методом адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	119702,5	598512,5
75	Определение Ig A к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	108000	540 000
76	Определение Ig A к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	10	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	128750	1287500
77	Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	10	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	128750	1287500
78	Определение Ig A к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	113000	565000
79	Определение Ig A к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	113000	565000
80	Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскарис лумбрикоидес) (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	139750	698750
81	Определение Ig G к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	108000	540000
82	Определение Ig G к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	129500	647500
83	Определение Ig G к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	113000	565000
84	Определение Ig G к Opisthorchis felinus (описторхис фелинус) и Opisthorchis viverrini (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	110035	550175
85	Определение Ig G к Trichinella spiralis (трихинелла спиралис) (трихинеллез) в сыворотке крови ИФА-методом . адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	117590	587950

86	Определение Ig G к Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	117250	586250
87	Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	114782,5	573912,5
88	Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	96920	193840
89	Определение Ig G к грибам рода Candida (кандида) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	121750	608750
90	Определение Ig M к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	95117,5	475587,5
91	Определение Ig M к Giardia intestinalis (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	3	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	113465	340395
92	Определение Ig G к Giardia intestinalis (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	3	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	117172,5	351517,5
93	Определение Ig M к Opisthorchis felineus (описторхис фелинеус) и Opisthorchis viverrini (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-мето	Набор	3	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	110035	330105
94	Определение Ig M к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	81067,5	405337,5
95	Определение Витамина D в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	119112,5	595562,5
96	Определение HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	91550	457750
97	Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	79752,5	159505

98	Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом. адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	2	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	81067,5	162135
99	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови ИФА-методом, адаптирован для автоматического планшетный анализатор ELISYS	Набор	5	DPD пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	84178,5	420892,5
100	Автоматический планшетный анализатор для ИФА	шт	1	DDP пункт назначения	с момента заключения договора в течение 60-90 календарных дней	КГП на ПХВ " Атырауская городская поликлиника №3" Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул. М.Баймуханова, 39	5 000 000	5 000 000
								46 560 973,85

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГП на ПХВ
 "«Атырауской городской
 поликлиники №3» УЗ АО
 А.Б.Утегенова

Техническая спецификация к тендерной документаций
«Тендер по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2023 год»

№ лот ов	Наименование товара	Ед. изм.	Техническая характеристика
1	Определение альфафетопротеина (АФП) (CLIA) (AFP) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение альфафетопротеина (АФП) (CLIA) (AFP) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit
2	Калибратор AFP 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор AFP 3*2мл
3	Определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции
4	Калибратор Anti-HBs 3*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Anti-HBs 3*2мл
5	Контроль положительный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль положительный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл
6	Контроль отрицательный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль отрицательный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл
7	Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО)Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО)Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50
8	Калибратор Anti-TPO 3*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Anti-TPO 3*2мл
9	Контроль антиуреидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль антиуреидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2мл
10	Контроль антиуреидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль антиуреидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл

11	Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Паратиреоидный гормон (CLIA) (PTH) 2*50мл (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Паратиреоидный гормон (CLIA) (PTH) 2*50мл (ИХЛА) 2*50
12	Калибратор PTH 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор PTH 3*2мл
13	Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50
14	Калибратор Tg 3*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Tg 3*2мл
15	Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6x5ml (ИХЛА) Mindray 6*5ml (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG)	Набор	Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6x5ml
16	Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6x5ml (ИХЛА) 6*5ml (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6x5ml
17	Определение витамина В 12 методом иммунохемилюминесценции Витамин В12 (CLIA) Vitamin B12 2*50 T/Kit(ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение витамина В 12 методом иммунохемилюминесценции Витамин В12 (CLIA) Vitamin B12 2*50
18	Калибратор Vitamin B12 3*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Vitamin B12 3*2мл
19	Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Дегидроэпиандростерон сульфат (CLIA) (DHEA-S) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Дегидроэпиандростерон сульфат (CLIA) (DHEA-S) 2*50мл
20	Калибратор DHEA-S 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор DHEA-S 3*2мл
21	Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл
22	Калибратор Insulin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Insulin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,
23	Определение кальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Кальцитонин (CLIA) (Calcitonin) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение кальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Кальцитонин (CLIA) (Calcitonin) 2*50мл
24	Калибратор Calcitonin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Calcitonin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл
25	Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Кортизол (CLIA) (Cortisol) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Кортизол (CLIA) (Cortisol) 2*50мл
26	Калибратор Cortisol 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Cortisol 3*2мл

27	Мультиконтроль Иммуноанализа (L) 6*2ml (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль Иммуноанализа (L) 6*2ml
28	Мультиконтроль Иммуноанализа (H) 6*2ml (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль Иммуноанализа (H) 6*2ml
29	Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Лютеинизирующий гормон (CLIA) (LH) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Лютеинизирующий гормон (CLIA) (LH) 2*50
30	Калибратор LH 3*2мл арт: 105-004292-00 (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор LH 3*2мл
31	Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50
32	Калибратор TPSA 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор TPSA 3*2мл
33	Определение общего тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий тироксин (CLIA) (Т4) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение общего тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий тироксин (CLIA) (Т4) 2*50
34	Калибратор Т4 3*2мл арт:105-004280-00 (ИХЛА) Mindray 3*2ml	Набор	Калибратор Т4 3*2мл
35	Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Раковый антиген 125 (CLIA) (СА125) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Раковый антиген 125
36	Калибратор СА125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор СА125 3*2мл
37	Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Прогестерон (CLIA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Прогестерон (CLIA) 2*50 (ИХЛА) 2*50
38	Калибратор PROG 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор PROG 3*2мл
39	Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50
40	Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор PRL 3*2ml (ИХЛА)
41	Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50
42	Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛА) 3*2ml ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FPSA 3*2мл
43	Определение свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50

44	Калибратор FT4 3*2ml (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FT4 3*2ml
45	Определение свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий трийодтиронин (CLIA) (Т3) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий трийодтиронин (CLIA) (Т3) 2*50
46	Калибратор Т3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Т3 3*2мл
47	Определение С-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение С-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл
48	Калибратор C-peptide 3*2мл арт:105-005918-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор C-peptide 3*2мл
49	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл
50	Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2ml арт:105-005923-00 (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2m
51	Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл
52	Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл
53	Определение общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) 3*2ml ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл
54	Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) 3*2ml ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FT3 3*2ml (ИХЛА) 3*2ml
55	Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тестостерон (CLIA) 2*50мл
56	Калибратор TESTO арт: 105-004294-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор TESTO
57	Определение тиреоглобулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение тиреоглобулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) 2*50
58	Калибратор Tg 3*2мл (ИХЛА) Mindray 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Tg 3*2мл
59	Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Ferritin Ферритин (CLIA) 2*50 T/Kit(ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Ferritin Ферритин (CLIA) 2*50

60	Калибратор Ferritin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Ferritin 3*2мл
61	Определение фолатов методом иммунохемилюминисценции Фолат (CLIA) Folate 2*50 T/Kit(ИХЛА) 1*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение фолатов методом иммунохемилюминисценции Фолат (CLIA) Folate 2*50
62	Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) 2*50
63	Калибратор FSH 3*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FSH 3*2мл
64	Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Эстрадиол (CLIA) (E2) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Эстрадиол (CLIA) (E2) 2*50мл
65	Калибратор E2 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл 6*5мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор E2 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл 6*5мл
66	Мультиконтроль репродуктивный I (L) 6*5мл (ИХЛА) 6*5мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль репродуктивный I (L) 6*5мл
67	Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5мл (ИХЛА) 6*5мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5мл
68	Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА), адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box
69	Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Раствор субстрата 115млх4
70	Промывочный буфер (10л/бак) адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Промывочный буфер (10л/бак)
71	Моющий CD 80 1л, адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Моющий CD 80 1л,
72	Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови
73	Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V)
74	Определение антител к Echinococcus (эхинококкус) (эхинококкоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение антител к Echinococcus (эхинококкус) (эхинококкоз) в сыворотке крови
75	Определение Ig A к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови
76	Определение Ig A к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови
77	Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови
78	Определение Ig A к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови

79	Определение Ig A к <i>Ureaplasma urealyticum</i> (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к <i>Ureaplasma urealyticum</i> (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови
80	Определение Ig G к <i>Ascaris lumbricoides</i> (аскарис лумбрикойдес) (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Ascaris lumbricoides</i> (аскарис лумбрикойдес) (аскаридоз) в сыворотке крови
81	Определение Ig G к <i>Chlamydia trachomatis</i> (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Chlamydia trachomatis</i> (хламидия трахоматис) в сыворотке крови
82	Определение Ig G к <i>Helicobacter pylori</i> (хеликобактер пилори) (НР) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Helicobacter pylori</i> (хеликобактер пилори) (НР) в сыворотке крови
83	Определение Ig G к <i>Mycoplasma hominis</i> (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Mycoplasma hominis</i> (микоплазма хоминис) в сыворотке крови
84	Определение Ig G к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови
85	Определение Ig G к <i>Trichinella spiralis</i> (трихинелла спиралис) (трихинеллез) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Trichinella spiralis</i> (трихинелла спиралис) (трихинеллез) в сыворотке крови
86	Определение Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови
87	Определение Ig G к <i>Ureaplasma urealyticum</i> (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Ureaplasma urealyticum</i> (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови
88	Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови
89	Определение Ig G к грибам рода <i>Candida</i> (кандида) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к грибам рода <i>Candida</i> (кандида)
90	Определение Ig M к <i>Chlamydia trachomatis</i> (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig M к <i>Chlamydia trachomatis</i> (хламидия трахоматис) в сыворотке крови
91	Определение Ig M к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig M к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови
92	Определение Ig G к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови

93	Определение Ig М к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-мето	Набор	Определение Ig М к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови
94	Определение Ig М к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig М к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови
95	Определение Витамина D в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Витамина D в сыворотке крови
96	Определение HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови
97	Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови
98	Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови
99	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови

100. Автоматический планшетный анализатор для ИФА

Основные характеристики • анализатор «открытого» типа

- 1 загружаемый 96-луночный микро титровальный планшет
- русифицированное меню
- предварительное разведение образцов - до 96 пробирок
- одновременное проведение до 8 различных анализов на одном планшете
- режим работы - предустановленная партия с избираемой приоритетностью
- термостат (комнатная температура, 25°C, 37°C)
- встроенный шейкер
- встроенный вошер (промывочная станция)
- контроль качества (кривые Леви-Дженнинга)
- программное обеспечение Humaп, версия не ниже V 1.6
- Система дозирования реагентов и проб без наконечников.
- Считывание по четырем каналам одновременно.
- анализатор линейного типа
- способ измерения - фотометрический иммуноферментный;
- возможность проведения аутоимунных исследований;

Исследования: •

метод анализа - по конечной точке; способы расчета: качественные (по точке отсечения, стандартный cut-off), количественные (алгоритмы расчета оптической плотности); алгоритмы вычисления по калибровочной кривой (2-точечная, линейная регрессия, кубическая сплайн-функция, доза-ответ, полиномиальная 2-4 порядка, % оптической плотности, логарифмическая регрессия); число программируемых исследований, профилей и стандартов на 1 тест неограниченно.

- типы образцов - кровь, плазма, сыворотка, моча;
- режим вертикального измерения образцов;
- поддерживаемые емкости для образцов - флаконы или пробирки диаметром 12-13 мм макс. длиной 100 мм;
- позиций для образцов - 96 (без предварительного разведения);

- объем образца - от 5 мкл до 1950 мкл;
- загрузка образцов - партиями;
- предварительное разведение - 90 кювет в специальном штативе, 48 - в штативе для образцов;
- размеры емкостей для калибраторов - диаметр от 12 до 20 мм, максимальная высота 90 мм.
- 27 позиций на одном штативе;
- размер поддерживаемых емкостей для реагентов - диаметр 17 мм, 25 мм, 27 мм, 40 мм при макс. высоте - 100 мм.
- вместимость - 1 контролируемая позиция;
- функция смешивания;
- температура инкубации - 25°C / 37°C;
- точность и воспроизводимость - $\pm 1,5^\circ\text{C}$ (96-луночная планшета с 200 мкл воды на емкость);
- время инкубации - свободно выбираемое (шаг - 1 мин).
- дозатор: одноканальный с моющимся наконечником
- диапазон дозирования: от 5 мкл до 1950 мкл
- время внесения реагентов и проб (1 планшет): не более 18 мин при 100 мкл на лунку для 96 позиций;
- время обработки реагентов - не более 6 мин при 100 мкл на лунку для 96 позиций;
- внесение жидкостей - плечо дозатора X-Z;
- определение уровня по вместимости; выявление повреждения датчика вертикальное; забор жидкостей шприцем;

Образцы, контроли, калибраторы, общие габариты (ШхГхВ)

- точность - $<2,5\%$ КВ при <5 мкл, $<1\%$ КВ при >5 мкл;
- воспроизводимость - $<10\%$ КВ при 20 мкл, $<5\%$ КВ при 100 мкл;
- функция смешивания.
- 8-канальная промывочная головка
- Опциональная возможность поставки блока вакуумной проверки моющей головки
- Опциональная возможность поставки блока калибровки температуры пробы
- Набор годового сервисного обслуживания
- 2 промывочных раствора + безопасный бутыль для отходов
- предусмотрена придонная промывка
- тип планшет - с лунками с плоским и закругленным дном;
- вносимый объем - от 25 до 500 мкл на лунку;
- точность - $<5\%$ КВ при 200 мкл
- измерение на одной или двух длинах волн одновременно;
- источник света - вольфрам-ксеноновая лампа;
- спектральный диапазон - 340-700 нм;
- стандартный набор фильтров: 405, 450, 492, 630 и опционально 505, 545, 600, 700 нм ± 2 нм; макс. - 8 позиций;
- время измерения на одной и на двух длинах волн - около 180 с;
- диапазон измерения - от -0,2 до 3,0 единиц ОП;
- точность - от 0 до 1,5 единиц ОП $\pm$ (2% измерения $+0,005$ ОП), от 1,5 до 3,0 единиц ОП $\pm$ (1% измерения $+0,005$ ОП);
- фотодиодная детекция;
- линейность - от -0,2 до 3,0 единиц ОП $\pm 1\%$.
- контроль качества - средняя, стандартная ошибка, кривые Леви-Дженнинга;
- отчеты по КК, калибровке, контролям, бланкам, пациентам.
- Общие габариты (ШхГхВ): 102 см x 55 см x 47 см. Вес: брутто - 70,0 кг, нетто – не более 35,0 кг.
- Энергопотребление: переменный ток 100 / 240 В; 50 / 60 Гц; макс. потребляемая мощность 160 ВА.
- Условия эксплуатации: температура от $+18^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$; относительная влажность не более 80%.

- Условия транспортирования: температура от +5°C до +40°C; относительная влажность не более 80%.

Технические условия • Монтаж: пуско-наладочные работы с предоставлением акта ввода в эксплуатацию; проведение инструктажа персонала на рабочем месте, обучение и консультации в процессе работы;

- Поставка к месту, указанному Заказчиком, разгрузка товаров, распаковка, сборка, в указанных помещениях, установка и работы по подключению, сдача оборудования приемной комиссии с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации.

Гарантийное обслуживание • Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 12 месяцев.

- Плановое техническое обслуживание - 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции.

Дополнительные условия • При сдаче ценового предложения и при сдаче товара необходимо предоставить заказчику следующие документы: электронную копию авторизационного письма от Завода-изготовителя, копию сертификата средств измерений, документ о первичной поверке, регистрационное удостоверение, гарантийное письмо о наличии сервисной службы на территории РК.

Приложение 2 к тендерной документации

УТВЕРЖДАЮ
Директор КТП на ПХВ
"«Атырауской городской
поликлиники №3» УЗ АО
А.Б.Утегенова



Техническая спецификация к тендерной документации
«Тендер по закупу лекарственных средств и медицинских изделий на 2023 год»

№ лот ов	Наименование товара	Ед. изм.	Техническая характеристика
1	Определение альфафетопротейна (АФП) (CLIA) (AFP) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции, адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение альфафетопротейна (АФП) (CLIA) (AFP) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit
2	Калибратор AFP 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл, адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор AFP 3*2мл
3	Определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции, адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции
4	Калибратор Anti-HBs 3*2мл (ИХЛА), адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Anti-HBs 3*2мл
5	Контроль положительный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл (ИХЛА), адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль положительный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл
6	Контроль отрицательный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл (ИХЛА), адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль отрицательный Anti-HBs (non-CE) 6*2мл
7	Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции, адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) Антитело к пероксидазе щитовидной железы (CLIA) (Anti-TPO) 2*50
8	Калибратор Anti-TPO 3*2мл (ИХЛА), адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Anti-TPO 3*2мл

9	Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль антитиреоидных антител (L) (Anti-Tg, Anti-TRO) 6*2ml
10	Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль антитиреоидных антител (H) (Ant, Anti-TRO) 6*2мл
11	Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Паратиреоидный гормон (CLIA) (PTH) 2*50мл (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение антител к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Паратиреоидный гормон (CLIA) (PTH) 2*50мл (ИХЛА) 2*50
12	Калибратор PTH 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор PTH 3*2мл
13	Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50
14	Калибратор Tg 3*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Tg 3*2мл
15	Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6x5ml (ИХЛА) Mindray 6*5ml (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG)	Набор	Мультиконтроль функций щитовидной железы (L) 6x5ml
16	Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6x5ml (ИХЛА) 6*5ml (FT3, FT4, T3, T4, TSH, TG),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль функций щитовидной железы (H) 6x5ml
17	Определение витамина В 12 методом иммунохемилюминесценции Витамин В12 (CLIA) Vitamin B12 2*50 T/Kit(ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение витамина В 12 методом иммунохемилюминесценции Витамин В12 (CLIA) Vitamin B12 2*50
18	Калибратор Vitamin B12 3*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Vitamin B12 3*2мл
19	Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Дегидроэпиандростерон сульфат (CLIA) (DHEA-S) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение дегидроэпиандростерона (ДГЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Дегидроэпиандростерон сульфат (CLIA) (DHEA-S) 2*50мл
20	Калибратор DHEA-S 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор DHEA-S 3*2мл
21	Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Инсулин (CLIA) (Insulin) 2*50мл
22	Калибратор Insulin 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Insulin 3*2мл (ИХЛА) 3*2ml,

23	Определение кальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Кальцитонин (CLIA) (Calcitonin) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение кальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Кальцитонин (CLIA) (Calcitonin) 2*50мл
24	Калибратор Calcitonin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Calcitonin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл
25	Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Кортизол (CLIA) (Cortisol) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Кортизол (CLIA) (Cortisol) 2*50мл
26	Калибратор Cortisol 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Cortisol 3*2мл
27	Мультиконтроль Иммуноанализа (L) 6*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль Иммуноанализа (L) 6*2мл
28	Мультиконтроль Иммуноанализа (H) 6*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль Иммуноанализа (H) 6*2мл
29	Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Лютеинизирующий гормон (CLIA) (LH) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Лютеинизирующий гормон (CLIA) (LH) 2*50
30	Калибратор LH 3*2мл арт: 105-004292-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор LH 3*2мл
31	Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Общий антиген простаты (CLIA) (TPSA) 2*50
32	Калибратор TPSA 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор TPSA 3*2мл
33	Определение общего тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Общий тироксин (CLIA) (Т4) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение общего тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Общий тироксин (CLIA) (Т4) 2*50
34	Калибратор Т4 3*2мл арт:105-004280-00 (ИХЛА) Mindray 3*2мл	Набор	Калибратор Т4 3*2мл
35	Определение опухолевого антигена (CA 125) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Раковый антиген 125 (CLIA) (CA125) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение опухолевого антигена (CA 125) в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Раковый антиген 125
36	Калибратор CA125 3*2мл арт:105-004284-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор CA125 3*2мл
37	Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Прогестерон (CLIA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилуминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилуминесценции Прогестерон (CLIA) 2*50 (ИХЛА) 2*50

38	Калибратор PROG 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор PROG 3*2мл
39	Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Пролактин (CLIA) (PRL) 2*50
40	Калибратор PRL 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор PRL 3*2мл (ИХЛА)
41	Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный антиген простаты (CLIA) (FPSA) 2*50
42	Калибратор FPSA 3*2мл арт:105-004287-00 (ИХЛА) 3*2мл ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FPSA 3*2мл
43	Определение свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение свободного тироксина (Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный тироксин (CLIA) (FT4) 2*50
44	Калибратор FT4 3*2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FT4 3*2мл
45	Определение свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий трийодтиронин (CLIA) (Т3) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Общий трийодтиронин (CLIA) (Т3) 2*50
46	Калибратор Т3 3*2мл арт:105-004279-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Т3 3*2мл
47	Определение С-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение С-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции С-пептид (CLIA) (C-peptide) 2*50мл
48	Калибратор C-peptide 3*2мл арт:105-005918-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор C-peptide 3*2мл
49	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции Антитело к вирусу гепатита С ((CLIA) (Anti HCV) 2*50 мл
50	Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2мл арт:105-005923-00 (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Anti-HCV (non-CE) 2*2m
51	Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль положительный Anti-HCV (non-CE) 6,2мл

52	Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл (ИХЛА) ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Контроль отрицательный Anti-HCV (non-CE) 6.2мл
53	Определение общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл (ИХЛА) 3*2мл ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение общего трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Свободный трийодтиронин (CLIA) (FT3) 2*50мл
54	Калибратор FT3 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FT3 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл
55	Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тестостерон (CLIA) 2*50мл арт:105-004227-00 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тестостерон (CLIA) 2*50мл
56	Калибратор TESTO арт: 105-004294-00 (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор TESTO
57	Определение тиреоглобулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение тиреоглобулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Тиреоглобулин (CLIA) (Tg) 2*50 (ИХЛА) 2*50
58	Калибратор Tg 3*2мл (ИХЛА) Mindray 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Tg 3*2мл
59	Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Ferritin Ферритин (CLIA) 2*50 T/Kit(ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение ферритина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Ferritin Ферритин (CLIA) 2*50
60	Калибратор Ferritin 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор Ferritin 3*2мл
61	Определение фолатов методом иммунохемилюминесценции Фолат (CLIA) Folate 2*50 T/Kit(ИХЛА) 1*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение фолатов методом иммунохемилюминесценции Фолат (CLIA) Folate 2*50
62	Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) 2*50 T/Kit ,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Фолликулостимулирующий гормон (CLIA) (FSH) 2*50 (ИХЛА) 2*50
63	Калибратор FSH 3*2мл (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор FSH 3*2мл
64	Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Эстрадиол (CLIA) (E2) 2*50мл (ИХЛА) Mindray 2*50 T/Kit,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции Эстрадиол (CLIA) (E2) 2*50мл
65	Калибратор E2 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл 6*5мл,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Калибратор E2 3*2мл (ИХЛА) 3*2мл 6*5мл

66	Мультиконтроль репродуктивный I (L) 6*5ml (ИХЛА) 6*5ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль репродуктивный I (L) 6*5ml
67	Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5ml (ИХЛА) 6*5ml,адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Мультиконтроль репродуктивный (H) 6*5ml
68	Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box (ИХЛА), адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Кюветы для CL-1000i 21*2*88=3696 pcs/box
69	Раствор субстрата 115млх4 (ИХЛА),адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Раствор субстрата 115млх4
70	Промывочный буфер (10л/бак) адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Промывочный буфер (10л/бак)
71	Моющий CD 80 1л, адаптирован для иммунохемилюминесцентного анализатора CL-1000i	Набор	Моющий CD 80 1л,
72	Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови
73	Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V)
74	Определение антител к Echinococcus (эхинококкус) (эхинококкоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение антител к Echinococcus (эхинококкус) (эхинококкоз) в сыворотке крови
75	Определение Ig A к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови
76	Определение Ig A к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (НР) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (НР) в сыворотке крови
77	Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (НР) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение суммарных антител к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (НР) в сыворотке крови
78	Определение Ig A к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) в сыворотке крови
79	Определение Ig A к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig A к Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови
80	Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскарис лумбрикойдес) (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскарис лумбрикойдес) (аскаридоз) в сыворотке крови
81	Определение Ig G к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис) в сыворотке крови

82	Определение Ig G к <i>Helicobacter pylori</i> (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Helicobacter pylori</i> (хеликобактер пилори) (HP) в сыворотке крови
83	Определение Ig G к <i>Mycoplasma hominis</i> (микоплазма хоминис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Mycoplasma hominis</i> (микоплазма хоминис) в сыворотке крови
84	Определение Ig G к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови
85	Определение Ig G к <i>Trichinella spiralis</i> (трихинелла спиралис) (трихинеллез) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Trichinella spiralis</i> (трихинелла спиралис) (трихинеллез) в сыворотке крови
86	Определение Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> (трихомонас вагиналис) в сыворотке крови
87	Определение Ig G к <i>Ureaplasma urealyticum</i> (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Ureaplasma urealyticum</i> (уреаплазма уреалитикум) в сыворотке крови
88	Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I, II) в сыворотке крови
89	Определение Ig G к грибам рода <i>Candida</i> (кандида) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к грибам рода <i>Candida</i> (кандида) в сыворотке крови
90	Определение Ig M к <i>Chlamydia trachomatis</i> (хламидия трахоматис) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig M к <i>Chlamydia trachomatis</i> (хламидия трахоматис) в сыворотке крови
91	Определение Ig M к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig M к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови
92	Определение Ig G к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig G к <i>Giardia intestinalis</i> (гиардия интестиналис) (лямблиоз) в сыворотке крови
93	Определение Ig M к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig M к <i>Opisthorchis felinus</i> (описторхис фелинеус) и <i>Opisthorchis viverrini</i> (описторхис виверрини) (описторхоз) в сыворотке крови

94	Определение Ig М к НВсAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Ig М к НВсAg вируса гепатита В в сыворотке крови
95	Определение Витамина D в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение Витамина D в сыворотке крови
96	Определение НВсAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение НВсAg вируса гепатита В в сыворотке крови
97	Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение общего простат-специфический антиген (ПСА) в сыворотке крови
98	Определение суммарных антител к НВсAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение суммарных антител к НВсAg вируса гепатита В в сыворотке крови
99	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови ИФА-методом	Набор	Определение суммарных антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови

100. Автоматический планшетный анализатор для ИФА

Основные характеристики • анализатор «открытого» типа

- 1 загружаемый 96-луночный микро титровальный планшет
- русифицированное меню
- предварительное разведение образцов - до 96 пробирок
- одновременное проведение до 8 различных анализов на одном планшете
- режим работы - предустановленная партия с избираемой приоритетностью
- термостат (комнатная температура, 25°C, 37°C)
- встроенный шейкер
- встроенный вошер (промывочная станция)
- контроль качества (кривые Леви-Дженнинга)
- программное обеспечение Human, версия не ниже V 1.6
- Система дозирования реагентов и проб без наконечников.
- Считывание по четырем каналам одновременно.
- анализатор линейного типа
- способ измерения - фотометрический иммуноферментный;
- возможность проведения аутоиммунных исследований;

Исследования: •

метод анализа - по конечной точке; способы расчета: качественные (по точке отсечения, стандартный cut-off), количественные (алгоритмы расчета оптической плотности); алгоритмы вычисления по калибровочной кривой (2-точечная, линейная регрессия, кубическая сплайн-функция, доза-ответ, полиномиальная 2-4 порядка, % оптической плотности, логарифмическая регрессия); число программируемых исследований, профилей и стандартов на 1 тест неограниченно.

- типы образцов - кровь, плазма, сыворотка, моча;
- режим вертикального измерения образцов;

- поддерживаемые емкости для образцов - флаконы или пробирки диаметром 12-13 мм макс. длиной 100 мм;
- позиций для образцов - 96 (без предварительного разведения);
- объем образца - от 5 мкл до 1950 мкл;
- загрузка образцов - партиями;
- предварительное разведение - 90 кювет в специальном штативе, 48 - в штативе для образцов;
- размеры емкостей для калибраторов - диаметр от 12 до 20 мм, максимальная высота 90 мм.
- 27 позиций на одном штативе;
- размер поддерживаемых емкостей для реагентов - диаметр 17 мм, 25 мм, 27 мм, 40 мм при макс. высоте - 100 мм.
- вместимость - 1 контролируемая позиция;
- функция смешивания;
- температура инкубации - 25°C / 37°C;
- точность и воспроизводимость - $\pm 1,5^\circ\text{C}$ (96-луночная планшета с 200 мкл воды на емкость);
- время инкубации - свободно избираемое (шаг - 1 мин).
- дозатор: одноканальный с моющим наконечником
- диапазон дозирования: от 5 мкл до 1950 мкл
- время внесения реагентов и проб (1 планшет): не более 18 мин при 100 мкл на лунку для 96 позиций;
- время обработки реагентов - не более 6 мин при 100 мкл на лунку для 96 позиций;
- внесение жидкостей - плечо дозатора X-Z;
- определение уровня по вместимости; выявление повреждения датчика вертикальное; забор жидкостей шприцем;

Образцы, контроли, калибраторы, общие габариты (ШхГхВ)

- точность - $<2,5\%$ КВ при <5 мкл, $<1\%$ КВ при >5 мкл;
- воспроизводимость - $<10\%$ КВ при 20 мкл, $<5\%$ КВ при 100 мкл;
- функция смешивания.
- 8-канальная промывочная головка
- Опциональная возможность поставки блока вакуумной проверки моющей головки
- Опциональная возможность поставки блока калибровки температуры пробы
- Набор годового сервисного обслуживания
- 2 промывочных раствора + безопасный бутыль для отходов
- предусмотрена придонная промывка
- тип планшет - с лунками с плоским и закругленным дном;
- вносимый объем - от 25 до 500 мкл на лунку;
- точность - $<5\%$ КВ при 200 мкл
- измерение на одной или двух длинах волн одновременно;
- источник света - вольфрам-ксеноновая лампа;
- спектральный диапазон - 340-700 нм;
- стандартный набор фильтров: 405, 450, 492, 630 и опционально 505, 545, 600, 700 нм ± 2 нм; макс. - 8 позиций;
- время измерения на одной и на двух длинах волн - около 180 с;
- диапазон измерения - от -0,2 до 3,0 единиц ОП;
- точность - от 0 до 1,5 единиц ОП $\pm$ (2% измерения $+0,005$ ОП), от 1,5 до 3,0 единиц ОП $\pm$ (1% измерения $+0,005$ ОП);

- фотодиодная детекция;
- линейность - от -0,2 до 3,0 единиц ОП $\pm 1\%$.
- контроль качества - средняя, стандартная ошибка, кривые Леви-Дженнинга;
- отчеты по КК, калибровке, контролям, бланкам, пациентам.
- Общие габариты (ШхГхВ): 102 см х 55 см х 47 см. Вес: брутто - 70,0 кг, нетто – не более 35,0 кг.
- Энергопотребление: переменный ток 100 / 240 В; 50 / 60 Гц; макс. потребляемая мощность 160 ВА.
- Условия эксплуатации: температура от +18°C до +35°C; относительная влажность не более 80%.
- Условия транспортирования: температура от +5°C до +40°C; относительная влажность не более 80%.

Технические условия • Монтаж: пуско-наладочные работы с предоставлением акта ввода в эксплуатацию; проведение инструктажа персонала на рабочем месте, обучение и консультации в процессе работы;

- Поставка к месту, указанному Заказчиком, разгрузка товаров, распаковка, сборка, в указанных помещениях, установка и работы по подключению, сдача оборудования приемной комиссии с проверкой их характеристик на соответствие данному документу и спецификации.

Гарантийное обслуживание • Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 12 месяцев.

- Плановое техническое обслуживание - 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции.

Дополнительные условия • При сдаче ценового предложения и при сдаче товара необходимо предоставить заказчику следующие документы: электронную копию авторизационного письма от Завода-изготовителя, копию сертификата средств измерений, документ о первичной поверке, регистрационное удостоверение, гарантийное письмо о наличии сервисной службы на территории РК.